

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

SORGEN SIE DAFÜR, DASS IHRE SCHNITTE LEICHTER SCHWIMMEN UND OBJEKTTRÄGER LEICHTER TROCKNEN



HistoCore Water Bath M:

- Einfaches Wechseln des Wassers mit unserem abnehmbaren Wasserauffangbehälter, der eloxiert ist, um seine Haltbarkeit zu erhöhen
- Der schwarze Wasserauffangbehälter mit integrierter LED-Hintergrundbeleuchtung bietet guten Kontrast und gute Sichtbarkeit zur Beurteilung und Identifizierung von Schnitten und Schnittbändern und zur Beurteilung der Schnittqualität
- Das OLED-Touchpanel mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche regelt sowohl das Wasserbad als auch den Objektträger Trockner
- An jedes Wasserbad können bis zu 2 Objektträger Trockner angeschlossen werden



HistoCore Slide Dryer als Zubehör*:

- Platzsparendes Design mit geringer Stellfläche
- Kapazität für bis zu 30 Objektträger sorgen für mehr Effizienz
- Trockengestell mit schwarzem Hintergrund sorgt für gute Sichtbarkeit der Schnittbänder
- Beheiztes Rack, um 45° angewinkelt, erleichtert das Einlegen und die Entnahme der Objektträger
- Trocknet Objektträger zwischen Raumtemperatur und 75°C
- Wird direkt an das HistoCore Water Bath M angeschlossen, so dass keine separate Stromversorgung erforderlich ist



*Der HistoCore Slide Dryer wurde als Zubehör entwickelt und kann ohne eine Verbindung zum Wasserbad nicht betrieben werden.

Für die In-vitro-Diagnostik

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS



Copyright © 2023 Leica Biosystems, ein Unternehmensbereich von Leica Microsystems Inc. Alle Rechte vorbehalten. LEICA und das Leica Logo sind eingetragene Warenzeichen der Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore ist eine Marke der Unternehmensgruppe Leica Biosystems in USA und optional in anderen Ländern. Andere Logos, Produkt- und/oder Unternehmensnamen können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

230253 DE Rev C • 11/2023

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

FLEXIBLE GESTALTUNGSOPTIONEN, DIE SICH AN IHRE ARBEITSANFORDERUNGEN ANPASSEN



Technische Spezifikation

Modellbezeichnung	HistoCore Water Bath M	HistoCore Slide Dryer
Bestellnummer	140607020C1 Hauptgerät	140607010C0 Optionales Zubehör
Heiztemperatur	Bis 60°C	Bis 75°C
Abmessungen (BxTxH)	280 x 280 x 105 mm 11.023 x 11.023 x 4.134 in	200 x 280 x 98 mm 7.874 x 11.024 x 3.858 in
Abmessungen des Wasserauffangbeckens (BxTxH)	230 x 180 x 53 mm 9.055 x 7.087 x 2.087 in	
Leergewicht	3 kg (ohne Verpackung)	3 kg (ohne Verpackung)
Nennversorgungsspannung	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%
LED-Innenbeleuchtung	Ja	
Aufheizgeschwindigkeit	20 Minuten +/- 10%, gefüllt mit Standard Wasservolumen, aus 15° C auf 45° C, bei 18° C Umgebungstemperatur.	

*Der HistoCore Slide Dryer wurde als Zubehör entwickelt und kann ohne eine Verbindung zum Wasserbad nicht betrieben werden.

Für die In-vitro-Diagnostik

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

